

HistoJet One – Kassettendrucker



Produktspezifikationen

Produktname	HistoJet One
Geschwindigkeit	> 18 Kassetten/min
Abmessungen	B 360 mm / T 260 mm / H 500 mm
Gewicht	23 kg
Spannung	230 V (AC) / N / PE, 50-60 Hz
Magazin	1 Schacht auswechselbar für je 60 Kassetten
Kassettenfarben	12
Schnittstellen	LAN

HistoJet-Operating-Software
kompatibel mit NEXUS / LABMAN und allen LIS-Systemen

Laser-Typ	Diodenlaser
Schutzklasse	Laser Klasse 1
EG-Richtlinien	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EG-EMV-Richtlinie 2014/30/EC ROHS 2001/65/EU

Konformitätserklärung
im Sinne der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere
DIN EN ISO 12100:2010, DIN EN 60204-1, DIN EN 61439-1,
DIN EN ISO 11533-1, DIN EN ISO 13849-1, DIN EN 5058