

# HistoJet – Kassettendrucker



## Produktspezifikationen

<b>Produktname</b>	HistoJet
<b>Geschwindigkeit</b>	> 16 Kassetten/min
<b>Abmessungen</b>	B 570 mm / T 330 mm / H 530 mm
<b>Gewicht</b>	32 kg
<b>Spannung</b>	115-230 V 50-60 Hz / max. 180 W
<b>Magazin</b>	8 Schächte für je 60 Kassetten
<b>Kassettensfarben</b>	12 (verschiedene Kassettentypen aufgefädelt), deutscher Hersteller
<b>Schnittstellen</b>	LAN

HistoJet-Operating-Software  
kompatibel mit NEXUS / LABMAN und allen LIS-Systemen

<b>Laser-Typ</b>	Diodenlaser
<b>Schutzklasse</b>	Laser Klasse 1
<b>EG-Richtlinien</b>	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EG-EMV-Richtlinie 2014/30/EC EG-Niederspannungsrichtlinie 014/35/EC ROHS 2011/65/EU

**Konformitätserklärung**  
im Sinne der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
**Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere**  
EN 11553-1; EN60204-1 (:2014-10); EN 61000-6-1;  
EN61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4;  
DIN-EN ISO11252