

# HistoPrint – Objektträgerdrucker



## Produktspezifikationen

<b>Produktname</b>	HistoPrint
<b>Geschwindigkeit</b>	16 Objektträger/min
<b>Abmessungen</b>	B 230 mm / T 330 mm / H 240 mm
<b>Gewicht</b>	9,5 kg
<b>Spannung</b>	100V ~ 240V 50 / 60 Hz
<b>Magazin</b>	Schnellwechselmagazin für 100 Objektträger
<b>Schnittstellen</b>	USB, LAN
<b>Treiber</b>	Win7 / Win10
<b>Druckverfahren</b>	Thermotransfer
<b>Auflösung</b>	300 dpi

<b>Features</b>	Automatische Objektträger-Erkennung Integriertes Objektträger-Reinigungssystem Drucküberwachung Farbbandüberwachung
-----------------	--

<b>Angewandte EG-Richtlinien und Normen</b>	Maschinenrichtlinien 89/392/EWG; 89/336/EWG; 72/73/EWG; 2006/42/EG EG-EMV-Richtlinie 2014/30/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU DIN EN 61000-6-2:2006-03; DIN 55022 VDE 0878-22
---	--